

(有)山久化成

〒206-0803

東京都稲城市向陽台4-2-6-1007

TEL:042 (370) 4744 FAX:042 (370) 4745

http://www.yamahisa-net.co.jp

HK-採尿パーツセット・パーツ単品一覧表

◆HK-採尿セット用 パーツSET

No	コード	品 名	製 品 構 成				包 装	備 考
1	HK-WTC/C+AK	パーツSET WTC/C+紙コップA	容器(WTC無色透明)/ 栓(PEグリーン)	紙コップA	—	—	1000セット分	容器に栓をしたものと、コップ(1000枚バラ詰め)が
2	HK-WTC/C+JK	パーツSET WTC/C+プラコップJ	容器(WTC無色透明)/ 栓(PEグリーン)	プラコップJ	—	—	1000セット分	一つの大きな段ボール箱に収納されています。
3	HK-PPN/C+AK	パーツSET PPN/C+紙コップA	容器(PPN無色半透明)/ 栓(PEグリーン)	紙コップA	—	—	1000セット分	各施設の実情に合わせてセット組みしてご使用頂けます。
4	HK-PPN/C+JK	パーツSET PPN/C+プラコップJ	容器(PPN無色半透明)/ 栓(PEグリーン)	プラコップJ	—	—	1000セット分	
5	HK-PPK/C+AK	パーツSET PPK/C+紙コップA	容器(PPK褐色)/ 栓(PEグリーン)	紙コップA	—	—	1000セット分	採尿量: 10ml
6	HK-WTC/C+AKLP	パーツSET WTC/C+紙コップA+氏名ラベル+袋	容器(WTC無色透明)/ 栓(PEグリーン)	紙コップA	氏名ラベル	印刷袋	1000セット分	本パーツSETには、氏名ラベルと印刷袋がセットしてあります。

パーツSET 荷姿

印刷袋

紙コップA

容器/栓

氏名ラベル

例: WTC/C+AKLP

製品構成

容器WTC/栓

紙コップA

紙コップA

印刷袋

氏名ラベル

パーツ単品

WTC/栓

PPY/栓

PPN/栓

F

提出用袋

提出用袋

HK採尿セット用印刷袋

◆スピッツとキャップセット

No	コード	品 名	製 品 説 明	包 装	備 考
1	HK-WTC/PEG	HK-WTCスピッツ/キャップG	WTCスピッツとグリーンPEキャップの組 無色透明・耐圧	1,000 組	採尿量: 10ml
2	HK-PPY/PEG	HK-PPYスピッツ/キャップG	PPYスピッツとグリーンPEキャップの組 黄色半透明	1,000 組	
3	HK-PPN/PEG	HK-PPNスピッツ/キャップG	PPNスピッツとグリーンPEキャップの組 無色半透明	1,000 組	
4	HK-PPK/PEG	HK-PPKスピッツ/キャップG	PPKスピッツとグリーンPEキャップの組 褐色	1,000 組	

◆パーツ単品

No	コード	品 名	製 品 説 明	包 装	備 考
1	HKS-WTC	HKSスピッツWTC	ネジ式スピッツ: 無色透明・耐圧樹脂	1,000 本	採尿量: 10ml
2	HKS-PPY	HKSスピッツPPY	ネジ式スピッツ: PPY黄色半透明	1,000 本	
3	HKS-PPN	HKSスピッツPPN	ネジ式スピッツ: PPN半透明	1,000 本	
4	HKS-PPK	HKSスピッツPPK	ネジ式スピッツ: PPK褐色 有機溶剤等特殊検査用	1,000 本	
5	HKC-PEG	HKSスピッツ用栓G	色: グリーン : PE	1,000	
6	HK-CP00	HK-採尿セット用印刷袋(PE透明・白地)	100枚×10 透明袋で白地に黒赤文字印刷 チャック式	1,000 枚	別途送料
7	HK-BP00	HK-採尿セット用印刷袋(PE薄青・白地)	100枚×10 薄青袋で白地に黒赤文字印刷 チャック式	1,000 枚	別途送料
8	HK-AK	HK紙コップA	1000個入(ダンボール箱)	1,000 個	組立・採尿容易、◆スピッツ類との同数同時購入が必要です。
9	HK-L000	HK氏名ラベル 50枚×20	50枚×20 (糊付き)	1,000 枚	別途送料

価格には消費税を含んでおりません。 何れの商品も北海道、沖縄地区、離島の送料は別途頂戴します。

(2102001)