

ハルンキット・HK-採尿セット 製品一覧表

◆ハルンキット

No	コード	品名	製品構成					包装	単位	尿量 ml	備考
			外筒	内筒	栓	ラベル	袋				
1	HK-SN00	ハルンキット-SN(本体のみ)	外筒(PP半透明)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒無色透明、尿色調の確認可能
2	HK-SNP1	ハルンキット-SN(袋入)	外筒(PP半透明)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒無色透明、尿色調の確認可能
3	HK-SY00	ハルンキット-SY(本体のみ)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒黄色、採尿6ml
4	HK-SYP1	ハルンキット-SY(袋入)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒黄色、採尿6ml
5	HK-SK00	ハルンキット-SK(本体のみ)	外筒(PP褐色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒褐色
6	HK-SKP1	ハルンキット-SK(袋入)	外筒(PP褐色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒褐色
7	HK-AY00	ハルンキット-AY(4ml)(本体のみ)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPグリーン)	--	--	1,000	本	4	外筒黄色、採尿4ml
8	HK-AYP1	ハルンキット-AY(4ml)(袋入)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPグリーン)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	4	外筒黄色、採尿4ml

◆ハルンキット ミニ

No	コード	品名	製品構成				包装	単位	尿量 ml	備考
			外筒	内筒	栓	袋				
1	HK-MYP1	ハルンキット ミニ(袋入)	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル有)	1,000	本	2.5	
2	HK-MYP2	ハルンキット ミニ(袋入)/ラベル無	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル無し)	1,000	本	2.5	
3	HK-MY00	ハルンキット ミニ(本体のみ)	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	--	1,000	本	2.5	
4	HK-MYB-SET-A	ハルンキット ミニバルク セットA	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル有)	2,000	本	2.5	容器と袋が別々
5	HK-MYB-SET-B	ハルンキット ミニバルク セットB	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル無し)	2,000	本	2.5	容器と袋が別々

◆HK-採尿セット

No	コード	品名	製品構成					包装	単位	尿量 ml	備考
			容器	栓	コップ	ラベル	袋(チャック式)				
1	HK-SET-CK	HK-採尿セットCK	容器(PP褐色)	栓(PEグリーン)	紙コップA	氏名ラベル	袋無色・印刷有	1,000	組	10	容器褐色、特殊検査用
2	HK-SET-CD	HK-採尿セットCD	容器(WTC無色透明)	栓(PEグリーン)	紙コップH	氏名ラベル	袋無色・印刷有	1,000	組	10	容器無色透明
3	HK-SET-CE	HK-採尿セットCE	容器(WTC無色透明)	栓(PEグリーン)	ブラコップ	氏名ラベル	袋無色・印刷有	1,000	組	10	容器無色透明
4	HK-SET-CF	HK-採尿セットCF	容器(WTC無色透明)	栓(PEグリーン)	紙コップA	氏名ラベル	袋無色・印刷有	1,000	組	10	容器無色透明
5	HK-SET-BF	HK-採尿セットBF	容器(WTC無色透明)	栓(PEグリーン)	紙コップA	氏名ラベル	袋青色・印刷有	1,000	組	10	容器無色透明