

ピーポールⅡ・ウロキャッチⅡ・ハルンキット製品一覧表

◆ピーポールⅡ ウロキャッチⅡ

No	コード	品名	製品構成				包装	単位	尿量 ml	備考
			外筒	内筒	栓	袋				
1	33-2011	ピーポールⅡ袋入り	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	無色透明	OPP印刷袋(ラベル有)	1,000	本	2.5	
2	33-2012	ピーポールⅡ袋なし	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	無色透明	--	1,000	本	2.5	
3	33-1151	ウロキャッチⅡ袋入り	外筒(PP黄色)	内筒(PP透明)	--	氏名ラベル 印刷チャック袋	500	本	10	
4	33-1152	ウロキャッチⅡ袋なし	外筒(PP黄色)	内筒(PP透明)	--	--	500	本	10	

◆ハルンキット ミニ

No	コード	品名	製品構成				包装	単位	尿量 ml	備考
			外筒	内筒	栓	袋				
1	HK-MYP1	ハルンキット ミニ(袋入)	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル有)	1,000	本	2.5	
2	HK-MYP2	ハルンキット ミニ(袋入)/ラベル無	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル無し)	1,000	本	2.5	
3	HK-MY00	ハルンキット ミニ(本体のみ)	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	--	1,000	本	2.5	
4	HK-MYB-SET-A	ハルンキット ミニバルク セットA	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル有)	2,000	本	2.5	容器と袋が別々
5	HK-MYB-SET-B	ハルンキット ミニバルク セットB	外筒(PE黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PEグリーン)	OPP印刷袋(ラベル無し)	2,000	本	2.5	容器と袋が別々

◆ハルンキット

No	コード	品名	製品構成					包装	単位	尿量 ml	備考
			外筒	内筒	栓	ラベル	袋				
1	HK-SN00	ハルンキットーSN(本体のみ)	外筒(PP半透明)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒無色透明、尿色調の確認可能
2	HK-SNP1	ハルンキットーSN(袋入)	外筒(PP半透明)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒無色透明、尿色調の確認可能
3	HK-SY00	ハルンキットーSY(本体のみ)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒黄色、採尿6ml
4	HK-SYP1	ハルンキットーSY(袋入)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒黄色、採尿6ml
5	HK-SK00	ハルンキットーSK(本体のみ)	外筒(PP褐色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	--	--	1,000	本	6	外筒褐色
6	HK-SKP1	ハルンキットーSK(袋入)	外筒(PP褐色)	内筒(PP半透明)	栓(PPベージュ)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	6	外筒褐色
7	HK-AY00	ハルンキットーAY(4ml)(本体のみ)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPグリーン)	--	--	1,000	本	4	外筒黄色、採尿4ml
8	HK-AYP1	ハルンキットーAY(4ml)(袋入)	外筒(PP黄色)	内筒(PP半透明)	栓(PPグリーン)	氏名ラベル	印刷チャック袋	1,000	本	4	外筒黄色、採尿4ml